

■ Laboratoryjny spektrofotometr DR4900

Precyzja w laboratorium

Uprość przepływ pracy w laboratorium, zmniejsz liczbę błędów i zachowaj zgodność z przepisami. Spektrofotometr został zaprojektowany dla profesjonalistów laboratoryjnych, którzy wymagają dokładności i wydajności. DR4900 to stacjonarny spektrofotometr nowej generacji, następca zaufanego i sprawdzonego modelu DR3900 – zapewnia maksymalną użyteczność i minimalną stratę czasu.

Dziesięciolecia doświadczenia i wsparcia technicznego – nowy DR4900 firmy Hach® został zaprojektowany, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnej analizy wody i ścieków. Udoskonalony i przeprojektowany pod kątem dzisiejszych wymagających procesów roboczych.



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Sprawdzona technologia, nowoczesny interfejs

Spektrofotometr DR4900 zachowuje rdzeń DR3900 – teraz został rozbudowany o 10-calowy ekran i nowoczesny interfejs Użytkownika, który pomaga uprościć działania i przyspieszyć rutynowe przepływy pracy. To znana wydajność, której ufają profesjonalści z laboratoriów – udoskonalony z myślą o nowoczesnych potrzebach.

Wiarygodne wyniki dzięki funkcjom diagnostycznym

Diagnostyka temperatury (czujnik temperatury) i mętności (optyka 90 stopni) pomaga zapobiec błędom – redukując ilość powtórzeń i zapewniając stałą dokładność. Zabezpiecza to zarówno przepływy pracy jak i zgodność z przepisami.

Podczas korzystania z odczynników LCK DR4900 automatycznie sprawdza temperaturę i mętność testu, dostarczając ostrzeżenia, gdy wykraczają poza zakres, dając pewność, której potrzebujesz przy każdym pomiarze.

Pewność od początku do końca

Użytkownicy DR4900 korzystają z kompleksowej wiedzy specjalistycznej w zakresie urządzeń, odczynników i usług. Dzięki temu zyskujesz szybsze rozwiązania, głębsze analizy i spójne wyniki od sprawdzonego producenta.



Kluczowe korzyści:

- 1. Nowoczesny interfejs ekranu dotykowego**
 Nawiguj z łatwością dzięki szybkiemu, responsywnemu 10-calowemu ekranowi i nowoczesnemu interfejsowi. Intuicyjna konstrukcja przyspiesza rutynowy przepływ pracy.
- 2. Wbudowana inteligentna diagnostyka**
 Nowa diagnostyka temperatury i zmętnienia (pomiar 90 stopni) oznacza większą pewność każdego wyniku – poprawiając wydajność operacyjną i raportowanie wyników.
- 3. Zmniejszenie liczby błędów i wzrost pewności siebie**
 10-krotny rotacyjny pomiar z kodem kreskowym, aby upewnić się, że za każdym razem masz rację i wychwycić błędy wpływające na wyniki.
- 4. Szybko i dokładnie**
 Ponad 220 zaprogramowanych metod z łatwym rozpoznawaniem odczytników.
- 5. Przewodnik z procedurami**
 Instrukcje krok po kroku zapewniają spójne wyniki.
- 6. Wyjmowana komora kuwety dla łatwego czyszczenia**
 Łatwiejsze czyszczenie i konserwacja komory kuwety pomiarowej upraszcza obsługę urządzenia DR4900 w przypadku rozlania próbki.
- 7. Łatwa identyfikacja kuwety**
 Kod kreskowy 2D na kuwecie LCK jest automatycznie odczytywany przez spektrofotometr Hach DR w celu zidentyfikowania odpowiedniej metody i wykonania pomiaru.

Wybierając serwis Hach zyskujesz globalnego partnera znającego Twoje potrzeby i dbającego o terminowe świadczenie wysokiej jakości usług, którym możesz zaufać. Nasze zespoły wsparcia sprzedaży, serwisu w terenie i serwisu centralnego oferują wyjątkowe doświadczenie, które pomaga wydłużyć czas pracy urządzeń bez przestoju, zapewnić integralność danych, zachować stabilność operacyjną i zmniejszyć ryzyko braku zgodności.

