



Be Right™



Roztwór do czyszczenia elektrod – do połączenia porowatej szpilki i membrany, 250 mL

Nr produktu: C20C380
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Niebezpieczny



Roztwór do czyszczenia elektrod – do czyszczenia kombinowanego czujnika pH / metalowej porowatej szpilki / membrany z siarczków lub osadów AgCl.

Parametry techniczne

Formuła:	TIOMOCZNIK
Objętość/Rozmiar opakowania:	250 mL
Okres międzyserwisowy:	18 miesięcy od daty produkcji
Opis:	Czyszczenie porowatej szpilki/membrany
Solution Type:	Czyszczenie