




Be Right™



## Jednostka przepływowa Nitratex clear sc, 5 mm

Nr produktu: LZX866

PLN Cena: Kontakt

W ciągu 1 tygodnia

Wariant przepływowy jest stosowany w przypadkach, gdy pomiar bezpośredni w środowisku nie jest możliwy z powodów konstrukcyjnych lub gdy obciążenie środowiska wymaga pomiarów filtrowanej próbki.

### Parametry techniczne

Materiał:	Kuweta pomiarowa: PVC;
	Dławiki: PVDF;
	Przewód próbki: PVC;
	Śruby: stal szlachetna;
	Uszczelki: EPDM
Materiały stykające się z medium:	Kuweta pomiarowa: PVC;
	Uszczelki: EPDM;
	Dławiki: PVDF;
	Przewód próbki: PVC
Objętość próbki:	0,5–10 L
Waga:	3,6 kg
Wejście próbki:	Przewód śr. wewn. 4 mm/śr. zewn. 6 mm
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Zakres ciśnienia:	Nieciśnieniowy, otwarty odpływ
Zakres temperatury pracy:	2–40°C (temperatura próbki)