



Be Right™



## Roztwór buforowy pH, pH 4,01 (500 ml)

Nr produktu: 2283449

**NIEAKTUALNA POZYCJA**  
Ten produkt nie jest już dostępny.

Proponowane zamienniki:

- 2283449.99

### pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Roztwór buforowy o wysokiej jakości, oznaczony na czerwono dla łatwej identyfikacji. Wzorcowany NIST. pH wynosi  $4,01 \pm 0,02$  przy 25°C.

#### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

#### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

#### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

---

### Parametry techniczne

Objętość/Rozmiar opakowania:	500 mL
Okres międzyserwisowy:	48 months
Opis:	Roztwór buforowy, (kodowany na czerwono) (NIST)
Oznakowanie kolorem?:	Tak
Parametr:	pH
Stężenie:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Uwagi specjalne:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Wartość pH :	4.01
Warunki przechowywania:	10 - 25 °C (protect from light)
Właściwości opakowania :	Bottle
Zgodnie z NIST:	Tak