



Be Right™



Roztwór do czyszczenia elektrod przeznaczony do regularnej konserwacji, 500 mL

Nr produktu: 2965249
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwór czyszczący przeznaczony do regularnego czyszczenia elektrod pH. Umożliwia delikatne czyszczenie elementu do pomiaru pH po badaniach próbek czystej wody. Butelka 500 mL.

Parametry techniczne

Formuła:	KATHON CG, DECONEX 11
Objętość/Rozmiar opakowania:	500 mL
Opis:	Regularne czyszczenie
Platforma:	Roztwór
Solution Type:	Czyszczenie