



Be Right™



## Roztwór wzorcowy azotanów, 10 mg/L, 500 mL

Nr produktu: 30749  
PLN Cena: Kontakt  
Dostępny

### Roztwory wzorcowe do elektrod jonoselektywnych (ISE) przeznaczone do analiz laboratoryjnych

Roztwór wzorcowy ISE. Azotany, 10,0 mg/L  $\pm 0,1$  mg/L NO<sub>3</sub>-N (NIST). Butelka 500 mL

#### Spójność pomiarowa z materiałami odniesienia wg specyfikacji NIST

Możliwość uzyskiwania za każdym razem rzetelnych wyników pomiarów jest niezwykle istotna. Jakość stosowanych roztworów wzorcowych ma kluczowe znaczenie.

#### Przeznaczone do stosowania z miernikami firmy Hach i innymi miernikami.

Uzyskiwanie dokładnych pomiarów ISE nie jest możliwe bez odpowiedniej konserwacji i kalibracji elektrody jonoselektywnej.

#### Solidne opakowanie

Dostarczane w hermetycznych opakowaniach gwarantujących odpowiednią trwałość.

---

### Parametry techniczne

Objętość/Rozmiar opakowania:	500 mL
Okres międzyserwisowy:	5 lat
Parametr:	Azotany
Platforma:	Roztwór
Stężenie:	44,30 $\pm$ 0,4 mg/L NO <sub>3</sub>
Uwagi specjalne:	Okres przechowywania po otwarciu przy przechowywaniu i używaniu zgodnym z zaleceniami: 3 miesiące
Warunki przechowywania:	10 - 25 °C (chronić przed światłem)
Właściwości opakowania :	Butelka