



Be Right™



## Saszetki z proszkiem regulatora siły jonowej (ISA) azotanów, opak. 100 szt.

Nr produktu: 2984799

PLN Cena: Kontakt

Dostępny

Regulator siły jonowej (ISA) do użytku z elektrodami jonoselektywnymi do azotanów Intellical ISENO3181 lub sensION+ 9663. ISA ma kluczowe znaczenie przy oznaczaniu niskich stężeń azotanów. Proszek nie rozcieńcza próbek. Opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem.

---

### Parametry techniczne

Nazwa metody: Elektroda jonoselektywna

Platforma: Saszetki z proszkiem