



Be Right™



Saszetki z proszkiem buforu-regulatora siły jonowej (ISA) chlorku, 100 szt./op.

Nr produktu: 2318069
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Regulator siły jonowej chlorku do oznaczania chlorków przy użyciu elektrody jonoselektywnej. Idealny do oznaczania bardzo niskich stężeń chlorków. Eliminuje większość zakłóceń. Stosować jedną saszetkę na próbkę 25 mL. Opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem.

Parametry techniczne

Objętość/Rozmiar opakowania:	100 /pk
Okres międzyserwisowy:	3 years
Parametr:	Chloride
Stężenie:	ISA
Właściwości opakowania :	Powder Pillows