



Be Right™



Roztwór do czyszczenia elektrod do badań próbek białek/ organicznych, 250 mL

Nr produktu:

C20C370

Niebezpieczny

PLN Cena:

Kontakt

Dostępny



Roztwór do czyszczenia elektrod usuwający z elementu do pomiaru pH osady białkowe i inne zanieczyszczenia/osady organiczne pochodzące np. z żywności. Butelka 250 mL

Parametry techniczne

Formuła:	PEPSYNA w HCl
Objętość/Rozmiar opakowania:	250 mL
Okres międzyserwisowy:	24 miesiące od daty produkcji
Opis:	Usuwanie osadów białkowych i innych osadów organicznych
Solution Type:	Czyszczenie