




Be Right™



Stojak, probówka, polietylen, 30 mm (śr.zew.), 21 otworów

Nr produktu: 2497904

PLN Cena: Kontakt

W ciągu 2 tygodni

Stojak z otworami od dwudziestu do dziewięćdziesięciu, wykonany ze specjalnej mieszanki polipropylenu, zanurzany w wodzie, po zanurzeniu nie wypływa. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Sterylizacja w autoklawie lub kaskadowo. Wymiary zewnętrzne: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5").

Parametry techniczne

Objętość/Rozmiar opakowania:	1 each
Otworki do testów Test Tube:	21
Rozmieszczenie testów Test Tube:	3 x 7
Średnica:	30 mm