



Be Right™



Gilzy do aparatu Soxhleta, celuloza, 33 × 80 mm, 25 szt.

Nr produktu: 2966700

PLN Cena: Kontakt

W ciągu 2 tygodni

Gilzy ekstrakcyjne Xenosep są idealne do określania stężenia nielotnych i półlotnych związków organicznych z macierzy odpadów stałych, osadów, gleby, powietrza i wody.

Gilzy ekstrakcyjne Xenosep są idealne do określania stężenia nielotnych i półlotnych związków organicznych z macierzy odpadów stałych, osadów, gleby, powietrza i wody.

Gilzy produkowane są z lintarów bawełnianych wysokiej jakości z celulozy alfa, które zapewniają doskonałą wytrzymałość mechaniczną, stabilność i retencję przy bardzo niskim/zerowym ekstrahowaniu z otoczenia. To produkty jednorazowe pasujące do uchwytu na próbki.

Parametry techniczne

Materiał:	Celuloza
Objętość/Rozmiar opakowania:	25 /pk
Rozmiar porów:	10 µm