



Be Right™



Installation pipe with flange, 2m, ss

Nr produktu:	LZY714.99.00020
PLN Cena:	Kontakt
Dostępny	

Stainless steel immersion pole 2m length with flange. For NITRATAX sc, SOLITAX sc and UVAS sc probes.

Universal

Immersion pole used in different LZY714.99.xxx20 pole mount solutions.

Parametry techniczne

Długość:	2000 mm
Średnica:	40 mm
Waga:	4,6 kg

Zawartość opakowania

Stainless Steel immersion pole