



**Be Right™**



## **Zestaw konserwacyjny do analizatora chloru CL17 (do samodzielnego montażu)**

**Nr produktu:** 5444300

PLN Cena: Kontakt

Podanie daty wysyłki

Zestaw konserwacyjny (dla instrumentów sprzedawanych po marcu 2000 roku) Zestaw konserwacyjny zawiera rurki (niepokazane na obrazku), zaślepki i zaczepy do reagenta do corocznej ich wymiany. Rurki modułu pompy należy wymieniać co trzy do sześciu miesięcy.

**UWAGA:** Do instrumentów zakupionych po kwietniu 2000 roku należy zamówić PN 4721600.