




Be Right™



Zestaw konserwacyjny do analizatora chloru CL17 (zmontowane fabrycznie rurki)

Nr produktu: 5444301

PLN Cena: Kontakt

Dostępny

Zestaw konserwacyjny (dla instrumentów sprzedawanych po marcu 2000 roku) W komplecie fabrycznie zmontowane rurki, zaślepki i zaczepy do reagenta do corocznej ich wymiany. Rurki modułu pompy należy wymieniać co trzy do sześciu miesięcy.

UWAGA: Do instrumentów zakupionych po kwietniu 2000 roku należy zamówić PN 4721600.