



Be Right™



SENSION+ Zestaw uchwyty sondy radiometru dla sensION+, w zestawie uchwyty bagnetowe X31T031

Nr produktu: LZW9325.99.T031

NIEAKTUALNA POZYCJA
Ten produkt nie jest już dostępny.

Uchwyt sondy radiometru dla laboratoryjnych urządzeń sensION+, , zestaw składa się z 2 uchwyty bagnetowych (X31T031) dla elektrod wzorcowych o średnicy 12 mm z głowicą bagnetową