



Be Right™



## Saszetki molibdenu MolyVer 3 w proszku (3), 100 szt./op.

Nr produktu:

1417869

Niebezpieczny

PLN Cena:

Kontakt

Dostępny



Odczynnik w proszku w szczelnym opakowaniu do oznaczania molibdenu w zakresie wysokiej zawartości (0 - 40,0 mg/L Mo) metodą kwasu sulfanylooctowego. Dla próbek 25 mL.

### Parametry techniczne

Liczba testów:	100
Nazwa metody:	Kwas sulfanylooctowy
Numer metody:	8036
Objętość/Rozmiar opakowania:	100 /pk
Parametr:	Parametr
Platforma:	Saszetki z proszkiem