



Be Right™



Roztwór wzorcowy chlorku sodu, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 1 L

Nr produktu: 210553

PLN Cena: Kontakt

Podanie daty wysyłki

1000 mg/L jako NaCl. Dla elektrod przewodności.

Także odpowiednie do standaryzacji urządzeń do oznaczania przewodności, $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$).

Parametry techniczne

Objętość/Rozmiar opakowania:	1 L
Opis:	Roztwór wzorcowy chlorku sodu, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), (995 mg/L TDS, 1000 mg/L NaCl), 1 L
Parametr:	Przewodność
Platforma:	Roztwór
Stężenie:	1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$