



**Be Right™**



## Beaker, griffin, low form, glass, 100 mL

Nr produktu: 50042H

PLN Cena: Kontakt

Dostępny

Griffin style (low form) beakers are the industry standard for a wide variety of lab applications. Graduations are high quality screen printing. Bull nose lip and molded pour spout minimize spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologic

---

### Parametry techniczne

Jednostka:	each
Materiał obudowy:	Glass
Objętość/Rozmiar opakowania:	1 each
Pojemność:	100 mL